

Modo de Preparo



REVELADOR

Dissolver em 150ml de água desmineralizada a temperatura ambiente, o conteúdo do envelope A, depois o do B e por último o do C. Após isto, adicionar água desmineralizada até completar 200ml. Aguarde 72h para utilização.*

INTERRUPTOR

Dissolver em 750ml de água desmineralizada a temperatura ambiente, após isto, adicionar água desmineralizada até completar 1 litro.

FIXADOR

Dissolver em 750ml de água desmineralizada a temperatura de 52 graus Celcius, após isto, adicionar água desmineralizada até completar 1 litro.

* Para a diluição, temperatura e tempo de revelação de cada película em específico, acesse o link: <https://www.digitaltruth.com/devchart.php>

 diafragma8.com.br/boutique  [@oretratista_alexrenan](https://www.instagram.com/oretratista_alexrenan)
 oretratista@diafragma8.com.br  [facebook.com/projetooretatista](https://www.facebook.com/projetooretatista)
 (11) 93034 5236  [youtube.com/diafragmaoito](https://www.youtube.com/diafragmaoito)

Conheça toda a linha de produtos para fotografia do RETRATISTA. Faça a leitura do QR Code com seu smartphone e visite nossa boutique

